2×Stool Direct Premix-UNG (Probe qPCR) (DG)

货号：FMD2111

2026V01

产品概述

Stool Direct Premix-UNG (Probe qPCR) (DG) 是专为冻干工艺开发的，用于免除粪便样品的核酸提取纯化步骤，直接进行靶基因荧光定量（探针法）DNA 扩增检测的专用试剂。本品有很强的抑制物耐受性，无需进行 DNA 提取纯化即可用于粪便样品的直接扩增，可简化粪便样本的检测流程，同时能够保持样本的质量和完整性。此外，本试剂采用优化配方的 qPCR 专用 Buffer 和 UNG/dUTP 防污染系统，能够有效防止 PCR 产物残留、气溶胶污染导致的假阳性扩增。本试剂冻干后具有良好的冻干形态及产品稳定性。

试剂组成

1. 50×Stool Direct Enzyme/UNG Mix (DG)
2. 2×Stool Direct Premix Buffer (dUTP) (DG)
3. 4×冻干保护剂（选配）

保存条件

-20±5℃存储；使用前应混匀，避免反复冻融。

反应条件

普通 PCR 程序					快速 PCR 程序			
步骤	温度	时长	循环数		步骤	温度	时长	循环数
消化	50℃	2 min	1		消化	50℃	2 min	1
热启动	95℃	1~5 min	1		热启动	95℃	30 s	1
变性	95℃	10~20 s	40~50		变性	95℃	1~3 s	40~45
退火延伸	56~64℃	20~60 s			退火延伸	56~64℃	3~20 s	

qPCR 液体反应体系配制

试剂	25 μL 体系	50 μL 体系	终浓度
2×Stool Direct Premix Buffer (dUTP) (DG)	12.5 μL	25 μL	1×
50×Stool Direct Enzyme/UNG Mix (DG)	0.5 μL	1 μL	1×
4×冻干保护剂 [1]	6.25 μL	12.5 μL	1×
25×Primer-Probe Mix [2,3]	1 μL	2 μL	1×
Stool [4,5]	——	——	——
ddH_2O	To 25 μL	To 50 μL	——

1. 此体系为可冻干体系，当客户使用此体系无冻干需求时，4×冻干保护剂可以选择性加入；如若有冻干产品需要，在液体试剂阶段进行产品性能验证时，必需加入 4×冻干保护剂，以保证与冻干后体系组分及效果一致。
2. 使用普通 PCR 程序扩增时，通常引物终浓度为 0.2 μM 可以得到较好结果；反应性能较差时，可以在 0.2～1 μM 范围内调整引物浓度。通常探针浓度在 0.1～0.3 μM 范围内优化。可进行浓度梯度的实验，寻找引物和探针的最佳组合。
3. 使用快速 PCR 程序扩增时，适当提高引物探针浓度有可能获得更好的扩增结果，引物探针比例应进行配比优化。
4. 粪便样本处理方法（参考）：1）取 0.2 g 粪便样本加入到 1 mL TE Buffer 中，充分混匀液化；2）瞬时离心后取上层粪便溶液，并将其稀释 20 倍（稀释倍数可根据扩增效果调整，可做稀释梯度测试）；3）以上所得粪便溶液作为样本直接加入反应体系中，加样量可达 20%。
5. 不同检测项目中，粪便样品中所含的靶基因丰度不同，因此应根据检测灵敏度要求等实际情况确定反应体系中的最佳加样量。

珠海宝锐生物科技有限公司
Zhuhai Biori Biotechnology Co.,Ltd
网址:www.biori.com
咨询电话:0756-8699969
邮箱:marketing@biori.com
地址:珠海市香洲区水岸一路88号

货号：FMD2111

2×Stool Direct Premix-UNG (Probe qPCR) (DG)

2026V01

体系用于冻干时，冻干体系配制

试剂	25 μL 体系
2×Stool Direct Premix Buffer (dUTP) (DG)	12.5 μL
50×Stool Direct Enzyme/UNG Mix (DG)	0.5 μL
4×冻干保护剂	6.25 μL
25×Primer-Probe Mix	1 μL
ddH_2O	To 18~20 μL

***如需其他体系冻干配制，请另询。**

冻干条件

步骤	温度	时长	状态	压强
预冻	4°C	30 min	Hold	1 atm
	-50°C	60 min	降温	
	-50°C	180 min	Hold	
一次升华	-30°C	60 min	升温	极限真空
	-30°C	720 min	Hold	
二次升华	25°C	60 min	升温	极限真空
	25°C	300 min	Hold	
	35°C	60 min	升温	
	35°C	180 min	Hold	

1. 此冻干工艺为 **25 μL 体系**原位冻干工艺，如需进行冻干珠的冻干或其他体系原位冻干，请另询。
2. 以上冻干工艺仅作参考。产品类型不同、使用不同的冻干机，冻干参数有差异，使用过程中可根据实际对工艺进行调整。
3. 不同的冻干工艺有可能适用于不同的冻干批量，用于大批量生产时务必进行充分的测试验证。

冻干粉使用方法

1. 将冻干粉进行瞬时离心；
2. 向冻干粉中加入模板，并加适量水补足至 25 μL；
3. 混匀离心，上机。

*推荐使用宝泰仪公司混匀离心一体机 CM-8 或 CM-8 Plus 进行标准化的离心混匀操作。

质量控制

1. 功能检测：qPCR 的敏感性、特异性、可重复性。
2. 无外源核酸酶活性，无外源内切、外切核酸酶污染。

技术说明

1. 如出现荧光值过低或扩增抑制现象明显等问题，建议减少加样量或对样品稀释后再加样。
2. 粪便样品的采集需按照临床标准操作要求进行；为避免核酸降解，可使用新鲜采集的样品。
3. 对于退火温度较低的引物或超过 200 bp 长片段扩增建议采用三步法。
4. 不同待扩增基因对 dUTP 的利用效率和对 UNG 酶的敏感度不同，因此，如果采用 UNG 体系导致检测灵敏度下降，应对反应体系进行调整优化，如需技术支持请与我公司联系。
5. 扩增前后请使用专用的区域和移液器，戴手套操作并经常更换；PCR 反应完成后切勿打开反应管，以最大限度地减少 PCR 产物对样品的污染。